

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

TEACHING INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK-BARANYA COUNTY * BILDUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIJEK-BARANJA



Drinska 8, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 / 225-700
Telefax: +385 (0)31 / 206-870
IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792
OIB: 46854859465

e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite	225-756
Služba za epidemiologiju	225-711
Služba za mikrobiologiju	225-761
Služba za javno zdravstvo	225-732
Služba za zdravstvenu ekologiju	225-781
Služba za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju	225-721
Služba za školsku medicinu	225-751
Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	304-253
Služba za računovodstvo i financijske poslove	225-793
Služba za pravno kadrovske i opće poslove	225-795
Služba za nabavu	225-743
Služba za programe i projekte	225-720

Upute za uzorkovanje:

Na Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu građani mogu svaki dan dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocjene zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju kao i za sve druge potrebe. Nažalost, vrlo često zbog nepravilnog uzimanja uzoraka nismo u mogućnosti napraviti tražene analize jer uzorci stignu ili prekasno ili nepravilno čuvani. Ako Vi sami uzimate uzorak, molimo Vas da nas konzultirate u vezi potrebne ambalaže i načina uzorkovanja.

Vrlo je važno, naročito za mikrobiološka ispitivanja, da analiza počne što prije nakon uzorkovanja kao i da je uzorak uzet u propisnu ambalažu.

Ambalaža za uzorkovanje:

- 1) Sterilna boca za uzorkovanje od 500 mL se može preuzeti na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Zavoda za javno zdravstvo svaki radni dan od 07:00 do 15:00 h.
- 2) Ako je voda koja se želi analizirati klorirana, **MORA** se koristiti sterilna boca koja sadrži natrij-tiosulfat (dobije se na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu).
- 3) Boca se ne smije ispirati prije uzorkovanja.

Uzorkovanje vode iz slavine:

- 1) Prije uzorkovanja uklonite nastavke sa slavine ako postoje (npr. gumeno crijevo, metalnu mrežicu...).
- 2) Pustite da hladna voda teče 5 – 10 minuta.
- 3) Zatvorite vodu na slavini.
- 4) Dezinficirajte (alkoholom, dezinficijensom...) ili spalite plamenom (upaljačem) otvor slavine.
- 5) Otvorite vodu.
- 6) Skinite čep sa sterilne boce pazeći da ne dođe do sekundarnog onečišćenja: boce, poklopca i slavine (ne dirajte rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce ili čepa i otvor slavine).
- 7) Postavite bocu neposredno ispod izljevno mjesto (slavine) i napunite je tako da ostane oko 1 cm zraka u boci – **nemojte napuniti do vrha boce**.
- 8) Uzorak dostavite na Odjel isti dan, najkasnije 6 sati nakon uzimanja, a do 13:00 h kako bi se uzorak obradio isti dan.

Zaprimanje uzoraka: svaki dan od ponedjeljka do petka od 07:00 do 13:00 sati.

Preuzimanje ispitnih izvještaja (nalaza): svaki dan od ponedjeljka do petka od 12:00 do 14:00 sati.

Trajanje analize: najmanje pet dana